



# Nuevo piCO baby™

Ayudando a las personas a dejar de fumar, sólo con una respiración.



Control del CO durante el embarazo

Gratis software Codata™

Ideal para consultas de deshabituación tabáquica prestadas por:

- Comadronas
- Servicios de deshabituación
- Medicina general
- Escuelas
- Farmacia



Smokerlyzer®

## Características y Beneficios

- Interfaz nueva y fácil de usar
- Tecnología SteriTouch® para eliminar las bacterias
- Pantalla táctil a todo color
- Automatic conversion to %FCOHb
- Cinco años de garantía para la máxima tranquilidad

## Especificaciones Técnicas

Rango de Concentración (CO)	0-150ppm
Pantalla	Pantalla táctil a todo color
Principio de Detección	Sensor electroquímico
Repetibilidad	<3% de diferencia en lecturas consecutivas
Interferencias Cruzadas de H <sub>2</sub>	<6%
Potencia	3 x AA (LR6 o Equivalente) 1 x Pila de botón de litio tipo CR2032
Tiempo de respuesta T90	≤17 segundos
Rango de Temperatura de Funcionamiento	10-40°C
Presión de Funcionamiento/Transporte / Almacenamiento	800-1200mbar
Humedad de Funcionamiento	10-90% sin condensación
Vida Útil del Sensor	5 años, 1 año de garantía uso profesional
Sensibilidad del Sensor	1ppm
Cambio de Sensor	<10% anual
Dimensiones	Aprox. 34 x 75 x 140 mm
Peso	Aprox. 200 g (incluyendo baterías)
Construcción del Monitor	Caja: Mezcla de Policarbonato/ABS Aditivo antimicrobiano SteriTouch® D-Piece: Polipropileno



## Tecnología Británica

**Bedfont Scientific Ltd**

Station Road, Harrietsham, Maidstone  
Kent, ME17 1JA, England  
Tel: +44 (0)1622 851122, Fax: +44 (0)1622 854860  
Email: [ask@bedfont.com](mailto:ask@bedfont.com)  
[www.bedfont.com](http://www.bedfont.com)

© Bedfont Scientific Limited 2015

Edición 4 Mayo 2016. Nro.: MKT378\_ES  
Bedfont Scientific Ltd. se reserva el derecho a modificar o actualizar esta información sin previo aviso. Registrado en  
Inglaterra y Gales. Nro.Registro: 1289798

